



Cadera

Cementada,
No Cementada,
Revisión y
HemiPrótesis

Material: **Ti6Al4V /
Germany UHMWPE /
Cr-Co-Mo**

HARMONY™

Prótesis Total de Cadera no Cementada Primaria

Información adicional:

- **Vástago femoral** no cementado con recubrimiento plasma sprayed de titanio.
- **Copa acetabular** no cementado con recubrimiento plasma sprayed de titanio.
- **Inserto acetabular** de UHMWPE.
- **Cabeza modular** de Cr-Co-Mo.
- **Tornillo acetabular** de titanio.



Versión: **Bilateral**

Sistema Cadera No Cementado

Material: **Ti6Al4V**

Recubrimiento: **Plasma
Sprayed**

Cono —
12/14

HARMONY™

Vastago Femoral no Cementado

Medidas (mm): Longitud (mm):

09	—————	135
10	—————	140
11	—————	145
12	—————	150
13	—————	155
14	—————	160
15	—————	165
16	—————	170

Grados:

130°

— Recubrimiento Poroso

71 02 86

71 02 87

71 02 88

71 02 89

71 02 90

71 02 91

71 02 92

71 02 93

Versión: **Bilateral**



Material: **Ti6Al4V**
Recubrimiento: **Plasma
Sprayed**

HARMONY™

**Copa Acetabular
no Cementada**



Recubrimiento Poroso

Medidas Ø:

6 Orificios	44	83 27 98
	46	83 27 99
3 Orificios	48	83 28 00
	50	83 28 01
	52	83 28 02
	54	83 28 03
	56	83 28 04
	58	83 28 05
	60	83 28 06

Versión: **Bilateral**

Material: **Germany**
UHMWPE

HARMONY™
Inserto Acetabular



Inclinación:
10°




Diámetro:	Cabeza:	
∅ 44 /	28 —————	83 28 52
∅ 46 /	28 —————	83 28 53
∅ 48 /	28 —————	83 28 54
∅ 50 /	28 —————	83 28 55
∅ 52 /	28 —————	83 28 56
∅ 54 /	28 —————	83 28 57
∅ 56 /	28 —————	83 28 58
∅ 58 /	28 —————	83 28 59
∅ 60 /	28 —————	83 28 60

Diámetro:	Cabeza:	
∅ 48 /	32 —————	82 28 63
∅ 50 /	32 —————	82 28 64
∅ 52 /	32 —————	82 28 65
∅ 54 /	32 —————	82 28 66
∅ 56 /	32 —————	82 28 67
∅ 58 /	32 —————	82 28 68
∅ 60 /	32 —————	82 28 69

Versión: **Bilateral**

Material: **Cr-Co-Mo**

HARMONY™
Cabeza Modular



Cono
12/14

Diámetro:	Altura:	
∅ 24 /	+0	83 27 67
∅ 24 /	+3.5	83 27 68
∅ 24 /	+7	83 27 69
∅ 28 /	-3.5	83 27 70
∅ 28 /	+0	83 27 71
∅ 28 /	+3.5	83 27 72
∅ 28 /	+7	83 27 73
∅ 32 /	-3.5	83 27 61
∅ 32 /	+0	83 27 62
∅ 32 /	+3.5	83 27 63
∅ 32 /	+7	83 27 64

Versión: **Bilateral**

Material: **Ti6Al4V**

Tornillo Acetabular



Longitud:		Ø 6.0 mm
16	—————	54 96 56
20	—————	54 97 41
26	—————	54 97 40
30	—————	54 97 39
36	—————	54 97 38

Versión: **Bilateral**



SQORT®

Material: **Cr-Co-Mo /
Germany UHMWPE**

TAICH[®]
Prótesis Total de Cadera
Cementada Primaria

Información adicional:

- **Vástago femoral** cementado pulido espejo
- **Copa acetabular** cementada anillo radio opaco
- **Cabeza modular** de Cr-Co-Mo.

Versión: **Bilateral**



Sistema Cadera Cementado

Material: **Cr-Co-Mo**

TAICH[®]

**Vastago Femoral
Cementado**

Cono _____
12/14

Medidas (mm):	Longitud (mm):	
09 _____	120	71 00 69
10 _____	125	71 00 70
11 _____	130	71 00 71
12 _____	135	71 00 72
13 _____	140	71 00 73
14 _____	145	71 00 74

Grados:
132°

Versión: **Bilateral**



Material: **Germany**
UHMWPE

TAICH[®]
Copa Acetabular
Cementada



Inclinación:
10°

— Anillo Radio Opaco

Diámetro:	Cabeza:	
∅ 42 /	28 —————	83 28 34
∅ 44 /	28 —————	83 28 35
∅ 46 /	28 —————	83 28 36
∅ 48 /	28 —————	83 28 37
∅ 50 /	28 —————	83 28 38
∅ 52 /	28 —————	83 28 39
∅ 54 /	28 —————	83 28 40
∅ 56 /	28 —————	83 28 41
∅ 58 /	28 —————	83 28 42

Versión: **Bilateral**

Material: **Cr-Co-Mo**

TAICH[®]
Cabeza Modular



Cono
12/14

Diámetro:	Altura:		
∅ 28 /	-3.5	—————	83 27 70
∅ 28 /	+0	—————	83 27 71
∅ 28 /	+3.5	—————	83 27 72
∅ 28 /	+7	—————	83 27 73

Versión: **Bilateral**



SQORT®

Material: **Cr-Co-Mo /
Germany UHMWPE**

TAICH[®]
**Prótesis Total de
Cadera Híbrida**

Información adicional:

- **Vástago femoral** cementado pulido espejo
- **Copa acetabular** bipolar
- **Cabeza modular** de Cr-Co-Mo.

Versión: **Bilateral**



Sistema Cadera Híbrida

Material: **Cr-Co-Mo / Germany UHMWPE**

SAFETY™
Copa Bipolar



Diámetro:	Cabeza:	
Ø 44 /	28	83 28 46
Ø 46 /	28	83 28 47
Ø 48 /	28	83 28 48
Ø 50 /	28	83 28 49
Ø 52 /	28	83 28 50
Ø 54 /	28	83 28 51

Versión: **Bilateral**



SQORT®

Material: **Ti6Al4V**
Recubrimiento: **Ti+HA**
Plasma Sprayed

MINI™

Vastago Femoral no Cementado

Medidas (mm):	Longitud (mm):
06	114
07	116
08	118
09	120
10	122
11	124
12	126
13	128
14	130
15	132

Grados:
130°



Cono
12/14

- 548 927
- 548 928
- 548 929
- 548 930
- 548 931
- 548 932
- 548 933
- 548 934
- 548 935
- 548 936

Recubrimiento Poroso

Versión: **Bilateral**

Material: **Ti6Al4V /**
Cr-Co-Mo / UHMWPE

Copa Acetabular Anti-Dislocación Doble Movilidad

Mayor Rango de Movimiento

Diseño de estructura de doble movilidad, que puede proporcionar un rango máximo de más de 200 °.

Diseño de Borde

Biselado, evita el impacto del cuello femoral y el borde del inserto.



Tasa de Desgaste Ultra Baja

El pulido espejo en el interior del revestimiento de metal, es compatible con el revestimiento de polietileno móvil y el cabezal de cerámica para formar una interfaz de baja fricción segura y eficaz.

Excelente Compatibilidad

El revestimiento de metal es compatible con la copa acetabular convencional. Logrando la coincidencia flexible de múltiples revestimientos en una copa acetabular.

Compatible con Copa Harmony

Material: **Cr-Co-Mo**

**Inserto Acetabular Metálico
Anti-Dislocación
Doble Movilidad**



Medidas Ø:

38	—————	85 72 34
40	—————	85 72 35
42	—————	85 72 36
44	—————	85 72 37
46	—————	85 72 38
48	—————	85 72 39
50	—————	85 72 40

Versión: **Bilateral**

Material: **UHMWPE**

**Inserto Acetabular
Anti-Dislocación
Doble Movilidad**



Medidas Ø: Cabeza:

46	/	24	—————	85 72 42
48	/	24	—————	85 72 43
50	/	28	—————	85 72 44
52	/	28	—————	85 72 45
54	/	28	—————	85 72 46
56	/	28	—————	85 72 47
58	/	28	—————	85 72 48

Versión: **Bilateral**

Material: **Cerámica
BioloX**

**Cabeza Femoral
BioloX Delta
Cerámica**



Diámetro:		Altura:	
∅ 28	/	-3.5	————— 549 083
∅ 28	/	+0	————— 549 084
∅ 28	/	+3.5	————— 549 085
∅ 32	/	-4	————— 549 172
∅ 32	/	+0	————— 549 173
∅ 32	/	+4	————— 549 174
∅ 32	/	+8	————— 549 175

Versión: **Bilateral**



SQORT®

Cono —
12 / 14

Material: **Ti6Al4V**
Recubrimiento: **Arenado de Titanio**

RSL®

Vastago Femoral de Revisión no Cementado

Medidas \varnothing (mm):	Longitud (mm):
13	170
14	170 / 205 / 245
15	170 / 205 / 245 / 280
16	170 / 205 / 245 / 280
17	170 / 205 / 245 / 280
18	170 / 205 / 245 / 280
19	170 / 205 / 245 / 280
20	170 / 205 / 245 / 280
21	205 / 245 / 280

Grados:
135°

Recubrimiento Arenado —

— Orificios Inserción Gluteos

170 mm	205 mm
83 27 17	83 27 25
83 27 18	83 27 26
83 27 19	83 27 27
83 27 20	83 27 28
83 27 21	83 27 29
83 27 22	83 27 30
83 27 23	83 27 31
83 27 24	83 27 32

— Medición exacta del diámetro a partir de 100 mm

245 mm	280 mm
83 27 33	83 27 42
83 27 34	83 27 43
83 27 35	83 27 44
83 27 36	83 27 45
83 27 37	83 27 46
83 27 38	83 27 47
83 27 39	
83 27 40	

Versión: **Bilateral**

Material: **Ti6Al4V**

AOS
**Anillo Reconstrucción
Acetabular**



Antiprotusión con 3 Aletas de Fijación

Izquierda:

Ø 52	54 89 15
Ø 54	54 89 17
Ø 56	54 89 19
Ø 58	54 89 21
Ø 60	54 89 23
Ø 62	54 89 25

Derecha:

Ø 52	54 89 16
Ø 54	54 89 18
Ø 56	54 89 20
Ø 58	54 89 22
Ø 60	54 89 24
Ø 62	54 89 26

Versión: **Bilateral**



SQORT®

Material: **Acero
Inoxidable 316 LS**

Hemi Prótesis THOMPSON con Vastago Curvo

135 06 536	135 06 546
135 06 538	135 06 548
135 06 540	135 06 550
135 06 542	135 06 552
135 06 544	135 06 554

— Cementada

Diámetro Cabeza:

Ø 36	Ø 48
Ø 38	Ø 50
Ø 40	Ø 52
Ø 42	Ø 54
Ø 44	
Ø 46	

Versión: **Bilateral**

Hemi Prótesis

Material: **Acero
Inoxidable 316 LS**

— Cementada

Hemi Prótesis LAZCANO con Vastago Recto

135 26 538	135 26 548
135 26 540	135 26 550
135 26 542	135 26 552
135 26 544	135 26 554
135 26 546	

Diámetro Cabeza:

Ø 38	Ø 48
Ø 40	Ø 50
Ø 42	Ø 52
Ø 44	Ø 54
Ø 46	

Versión: **Bilateral**





SQORT®

Siempre a la vanguardia

☎ 222 872 5530 / 222 798 1074

fdezdelara@justimplantmx.com

www.sqortmx.com